

产品简介

本产品为 4% 醛类的 PBS 溶液，是免疫组织化学 IHC 和免疫细胞化学 ICC 研究中最常用的固定剂之一。该固定剂较为温和，能很好地保存组织的抗原性和细微结构，适于组织标本和细胞片的较长期保存，非常适合组织和细胞的光镜免疫化学研究。

本产品可直接用于组织和细胞固定。若需使用更低浓度，可使用 0.01M PBS 按比例稀释。

使用说明

组织固定：室温或 4℃ 浸泡固定 2-24 h，用缓冲液漂洗后即可树脂包埋用于组织切片。

切片固定：室温或 4℃ 固定 10-120 min，视切片厚度而定，用缓冲液漂洗后即可用于染色。

细胞固定：室温或 4℃ 固定 10-30 min，用缓冲液漂洗后即可用于染色。

储存条件

常温运输，2-8℃ 储存，有效期 12 个月。

注意事项

1. 该产品仅限用于科学研究。
2. 请佩戴防护手套使用本产品，避免直接接触皮肤。。

