



# PBS PH7.4 basic(1X)

#AQ10010-500ml  
& 6×500ml

## 产品简介

磷酸盐缓冲溶液(PBS)是一种平衡盐溶液,适用于各种细胞培养应用,例如解离前清洗细胞、运输细胞或组织样品、稀释细胞进行计数和制备试剂。细胞解离前,需采用配方不含钙和镁的PBS从培养物中冲洗掉螯合剂。

Components	Concentration (mg/L)	mM
Inorganic Salts		
Potassium Phosphate monobasic (KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> )	144.0	1.0588236
Sodium Chloride (NaCl)	9000.0	155.17241
Sodium Phosphate dibasic (Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O)	795.0	2.966418

- |                        |       |
|------------------------|-------|
| [-] Calcium Chloride   | 不含钙离子 |
| [-] Magnesium Chloride | 不含镁离子 |
| [-] Phenol Red         | 不含酚红  |

## 储存条件

室温储存,有效期24个月。

## 注意事项

1. 该产品仅限用于科学研究。
2. 本产品经过滤除菌,使用时应注意无菌操作,避免污染。

