



10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

#AQ104-500ml

产品简介

本产品成分为：250mM Tris、2500 mM Glycine、1.0% (W/V) SDS。主要用于蛋白变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验（SDS-PAGE）中的缓冲试剂。

使用说明

将本产品稀释成1×即为工作浓度：取100ml的10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液，加入蒸馏水或去离子水定容至1000ml混匀后即可使用。

储存条件

室温储存有效期12个月。如需长期储存请放4℃。

注意事项

1. 本产品仅限用于科学研究。
2. 请佩戴防护手套使用本产品，避免直接接触皮肤。
3. 若有结晶沉淀析出，可置于37℃水浴中，待沉淀溶解后再使用。

